

WbおよびElisa用 Anti-Jam2 ウサギポリクローナル抗体 - P57087

商品番号: CM0026755

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのAnti-JAM2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのJAM2と交差反応性あり。白血球血管外遊出、造血幹細胞ホーミング、タイトジャンクション生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAM2 Rabbit pAb
備考／別名	JAMB; CD322; IBGC8; JAM-B; VEJAM; PRO245; VE-JAM; C21orf43; JAM2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	58494
遺伝子ID	58494
免疫原	ヒトJAM2（NP_067042.1）のアミノ酸29-238を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P57087
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ