


Wb、Elisa用 Anti-Jarid1B ポリクローナル抗体 - Q9Ugl1

商品番号: CM0015025



前書き

WBおよびELISAで検証済みのJARID1Bウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのJARID1Bを認識します。クロマチン生物学およびがん研究に最適です。 - Q9UGL1

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JARID1B Rabbit pAb
備考/別名	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10765
遺伝子ID	10765
免疫原	ヒトJARID1B (NP_006609.3) のアミノ酸1400-1500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UGL1
タンパク質分子量	176kDa
配送	氷袋