

Wb、Elisa用 抗Jarid2 ウサギモノクローナル抗体 - Q92833

商品番号: CM0008342



前書き

JARID2 (Jumonji/ARIDドメイン含有タンパク質2) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。胚発生とクロマチン調節に重要なPRC2補助サブユニットを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JARID2 ウサギ mAb
備考/別名	JMJ; DIDDF; JARID2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3720
GeneID	3720
免疫原	合成ペプチド：ヒトJARID2 (Q92833) のアミノ酸100-200に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92833
タンパク質分子量	139kDa
輸送	保冷バッグ