

Wb・Elisa用抗Jarid2ウサギポリクローナル抗体 - Q92833

商品番号: CM0030707



前書き

JARID2に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。胚発生およびクロマチン修飾に関与する重要なPRC2制御因子を標的としており、エピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JARID2 Rabbit pAb
別名	JMJ; DIDDF; JARID2
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3720
遺伝子ID	3720
免疫原	ヒトJARID2 (NP_004964.2) のアミノ酸1027～1246番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92833
タンパク質分子量	139kDa
輸送方法	保冷剤