

Wb・Elisa用抗Jdp2ポリクローナル抗体 - Q8Wyk2

商品番号: CM0014403

前書き

ヒトJDP2に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ラットと交差反応します。AP-1転写抑制とクロマチン修飾機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JDP2 Rabbit pAb
別名	JUNDM2; JDP2
対象種	ヒト
遺伝子ID	122953
免疫原	ヒトJDP2（NP_001128521.1）のアミノ酸1-174番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8WYK2
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	保冷剤同梱