


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Jmjd1C ウサギポリクローナル抗体 - Q15652

商品番号: CM0023332



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーションされた高品質なウサギ抗JMJD1Cポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのJMJD1C（KDM3C/TRIP8）を認識します。これは、DNA修復および転写調節に関与するリシン脱メチル化酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JMJD1C Rabbit pAb
備考/別名	KDM3C; TRIP8; TRIP-8; JMJD1C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	221037
遺伝子ID	221037
免疫原	ヒトJMJD1C (NP_116165.1) のアミノ酸354-448に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15652
タンパク質分子量	285kDa
配送	アイスパック