

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Jmjd4 ポリクローナル抗体 - Q9H9V9

商品番号: CM0029925

前書き

ヒトJMJD4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。ETF1のヒドロキシル化を介した翻訳終結に与する標的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JMJD4 ウサギ pAb
備考/別名	JMJD4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65094
遺伝子ID	65094
免疫原	ヒトJMJD4 (NP_075383.2) のアミノ酸1-463に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9V9
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ