

抗Jmjd6ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用）- Q6Nyc1

商品番号: CM0021524



前書き

ヒトJMJD6（PSR/PTDSR）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのJMJD6と反応します。JMJD6は、RNAスプライシングや転写調節に関与する二機能性アルギニン脱メチル化酵素およびリシル水酸化酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	JMJD6 ウサギpAb
備考/別名	PSR; PTDSR; PTDSR1; JMJD6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23210
免疫原	ヒトJMJD6の1-170アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_055982.2)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6NYC1
タンパク質重量	46kDa
配送	アイスバック