

ウエスタンブロット、免疫沈降、Elisa用 抗Jnk1ウサギモノクローナル抗体 [Kd検証済み] - P45983

商品番号: CM0007124



前書き

ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISA用
抗JNK1ウサギモノクローナル抗体
[KD検証済み]。分子量48
kDaのヒト、マウス、ラットJNK1 (SAPK1c,
MAPK8)を検出します。ノックダウンにより検証済み
で、シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] JNK1 ウサギmAb
備考/別名	JNK; [KD検証済み] JNK1
種	ヒト
GeneID	5599
免疫原	ヒトJNK1 (P45983)のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45983
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ