

Wb、If、Ihc、Elisa用 抗Jnk1 ウサギポリクローナル抗体 - P45983

商品番号: CM0016304



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルJNK1抗体。ヒト、マウス、ラットのストレスシグナリング、アポトーシス、オートファジーに関与するMAPK8/SA PK1cキナーゼを検出します。理想的な体外診断用医薬品（IVD）アッセイ開発ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JNK1 ウサギ pAb
備考/別名	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5599
GeneID	5599
免疫原	ヒトJNK1 (NP_620635.1) のアミノ酸245-345に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45983
タンパク質分子量	48 kDa
発送	保冷バッグ