

Wb、If-P、Elisa用 抗Jnk1/2/3 ウサギモノクローナル抗体 - P45983 / P45984 / P53779

商品番号: CM0004038



前書き

JNK1/2/3 (P45983/P45984/P53779)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ストレスシグナル伝達とアポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JNK1/2/3 ウサギ mAb
備考/別名	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/2/3
種	ヒト
GeneID	5599/5601/5602
免疫原	組換えタンパク質 ヒトJNK1 (P45983) のアミノ酸1-383に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45983/P45984/P53779
タンパク質分子量	46,54kDa
発送	保冷バッグ