

Wb、If/Icc、Elisa用抗Jnk1/2/3ウサギモノクローナル抗体 - P45983 / P45984 / P53779

商品番号: CM0006930



前書き

JNK1/2/3 (MAPK8/9/10) に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。アポトーシス、増殖、概日リズム制御に関与するストレス活性化キナーゼを標的とします。シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JNK1/2/3ウサギmAb
備考／別名	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2; JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK; JNK1/JNK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
免疫原	合成ペプチド ヒトJNK1 (NP_620637.1) のアミノ酸200～300内の配列に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45983/P45984/P53779
タンパク質分子量	35kDa/44kDa/48kDa
輸送	アイスバッグ