

Anti-Jnk1/2/3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P45983/P45984/P53779

商品番号: CM0020148



前書き

JNK1/2/3 (MAPK8/9/10)
ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ストレス活性化キナーゼシグナル伝達、アポトーシス、および細胞増殖の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JNK1/2/3 Rabbit pAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5599/5601/5602
遺伝子ID	5599/5601/5602
免疫原	組換えタンパク質 ヒトJNK1/2/3 (NP_620637.1) のアミノ酸1-370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45983/P45984/P53779
タンパク質分子量	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
配送	氷袋