


Anti-Jnk2 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Elisa - P45984

商品番号: CM0014858



前書き

ヒトJNK2 (MAPK9)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプル中のJNK2を検出します。SAPK/JNKシグナル伝達、アポトーシス、および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] JNK2 Rabbit pAb
備考/別名	JNK2; SAPK; p54a; JNK2A; JNK2B; PRKM9; JNK-55; SAPK1a; JNK2BETA; p54aSAPK; JNK2ALPHA; K2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5601
GeneID	5601
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P45984
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋