


WbおよびElisa用 Anti-Jnk3 ポリクローナル抗体 - P53779

商品番号: CM0021124



前書き

ヒトJNK3

(MAPK10)に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。ストレス活性化キナーゼシグナル伝達、神経細胞アポトーシス、概日リズム調節の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JNK3 Rabbit pAb
備考/別名	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5602
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P53779
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ