

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Jnk3 ウサギポリクローナル抗体 - P53779

商品番号: CM0022544



前書き

ヒトJNK3

(MAPK10)に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内因性JNK3を検出します。神経細胞アポトーシスおよびストレスシグナル伝達経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JNK3 ウサギ pAb
備考/別名	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5602
遺伝子ID	5602
免疫原	合成ペプチド: ヒトJNK3 (NP_620448.1) のアミノ酸300-400に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53779
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ