

Wb、Elisa用抗Josd1ポリクローナル抗体 - Q15040

商品番号: CM0013935

前書き

WBおよびELISA用のヒトJOSD1 (Josephin-1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。脱ユビキチン化および膜動態の研究に有用です。タンパク質分解および細胞運動性に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JOSD1ウサギpAb
備考／別名	dJ508I15.2; JOSD1
種	ヒト
GeneID	9929
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15040
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ