

Anti-Jph1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9Hdc5

商品番号: CM0020297



前書き

ヒトJPH1 (Junctophilin-1) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応し、骨格筋接合複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JPH1 Rabbit pAb
備考/別名	JP1; JP-1; CMT2K; JPH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56704
遺伝子ID	56704
免疫原	ヒトJPH1 (NP_065698.1) のアミノ酸410-640に相当する配列を含むシーケンスを持つ組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9HDC5
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスバッグ