

Wb、Elisa用抗Jph4ポリクローナル抗体 - Q96Jj6

商品番号: CM0016070

前書き

ヒトJunctophilin-4 (JPH4) に対するウサギポリクローナル抗体。WB およびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。接合部膜複合体の形成および神経細胞のカルシウムシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | JPH4ウサギpAb                                              |
| 備考／別名       | JP4 ; JPHL1 ; JPH4                                      |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 84502                                                   |
| GeneID      | 84502                                                   |
| 免疫原         | ヒトJPH4 (NP_115828.2) の405～605番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 宿主          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途          | WB、ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS       | Q96JJ6                                                  |
| タンパク質分子量    | 66kDa                                                   |
| 輸送条件        | 保冷バッグ                                                   |