

抗Jrklウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Y4A0

商品番号: CM0013126

前書き

ヒトJRKL (Jerkyタンパク質ホモログ様) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのJRKLを認識します。核タンパク質研究やDNA結合研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JRKL ウサギポリクローナル抗体 (pAb)
備考/別名	HHMJG; JRKL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8690
遺伝子ID	8690
免疫原	ヒトJRKLの225-524アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_003763.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y4A0
タンパク質重量	60kDa
配送	アイスバッグ