

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Junbモノクローナル抗体 - P17275

商品番号: CM0010949

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質な抗JunBウサギモノクローナル抗体。ヒトJunB転写因子（AP-1サブユニット）を標的とし、分子量は36kDaです。遺伝子制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JunBウサギmAb
備考／別名	AP-1；JunB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3726
遺伝子ID	3726
免疫原	ヒトJunB（P17275）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17275
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ