

Wb、If/Icc、Elisa用抗Junbポリクローナル抗体 - P17275

商品番号: CM0027475

前書き

ヒトJunB（AP-1転写因子サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。遺伝子制御と細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JunB ウサギ pAb
備考／別名	AP-1; JunB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3726
GeneID	3726
免疫原	ヒトJunB（NP_002220.1）のアミノ酸1-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17275
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤