

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Junbウサギポリクローナル抗体 - P17275

商品番号: CM0017891

前書き

ヒトJunB転写因子（AP-1複合体の主要構成要素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。組換え免疫原を用いて作製。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。遺伝子調節や転写因子活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JunB ウサギ pAb
備考/別名	AP-1; JunB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3726
GeneID	3726
免疫原	ヒトJunB (NP_002220.1) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17275
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ