


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗-JunD ウサギモノクローナル抗体 - P17535

商品番号: CM0012225



前書き

WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済みの組換え抗-JunDウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのJunD（35kDa）を検出。AP-1転写因子研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JunD ウサギ mAb
備考/別名	AP-1 ; JunD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3727
GeneID	3727
免疫原	ヒトJunD (P17535) のアミノ酸1-141に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17535
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ