

抗K-カドヘリン (Cdh6) ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P55285

商品番号: CM0012567



前書き

ヒトK-カドヘリン (CDH6)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞接着、腎臓、脳の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	K-カドヘリン (CDH6) ウサギmAb
備考/別名	CAD6; KCAD; K-カドヘリン (CDH6)
種	ヒト
GeneID	1004
免疫原	合成ペプチド: ヒトK-カドヘリン (CDH6) (P55285) のアミノ酸691-790に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55285
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷バッグ