

Anti-Kaiso/Zbtb33 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q86T24

商品番号: CM0016497



前書き

ヒト Kaiso/ZBTB33 に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスとの交差反応性を有しています。転写調節、Wntシグナル伝達、DNAメチル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Kaiso/ZBTB33 ウサギ pAb
備考／別名	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10009
遺伝子ID	10009
免疫原	組換えタンパク質：ヒト Kaiso/ZBTB33 (NP_006768.1) のアミノ酸523～672に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86T24
タンパク質分子量	74kDa
輸送方法	氷袋