

Anti-Kaiso/Zbtb33 ポリクローナル抗体 - Q86T24

商品番号: CM0013696



前書き

Kaiso/ZBTB33

ウサギポリクローナル抗体。WB、ELISA、ChIPアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットの内因性Kaisoタンパク質を検出します。クロマチン免疫沈降および遺伝子制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Kaiso/ZBTB33 ウサギ pAb
備考/別名	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10009
遺伝子ID	10009
免疫原	ヒトKaiso/Kaiso/ZBTB33 (NP_006768.1) のアミノ酸523-672に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86T24
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	保冷バッグ