

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Kaiso/Zbtb33ウサギモノクローナル抗体 - Q86T24

商品番号: CM0012309



前書き

ヒト Kaiso/ZBTB33 (ZNF348) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済み。ヒトおよびラット試料に反応します。転写制御、Wntシグナル伝達、エピジェネティック機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Kaiso/ZBTB33ウサギmAb
備考・別名	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10009
遺伝子ID	10009
免疫原	ヒト Kaiso/ZBTB33 (Q86T24) のアミノ酸573～672内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q86T24
タンパク質分子量	74 kDa
輸送	保冷剤