

抗Kal1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P23352

商品番号: CM0019956



前書き

ヒト・アノスミン-

1（KAL1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。嗅球発生やカルマン症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAL1 Rabbit pAb
備考/別名	HH1; HHA; KAL; KMS; KALI; ADMLX; WFDC19; KALIG-1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3730
免疫原	合成ペプチド ヒトKAL1（NP_000207.2）のアミノ酸200～300領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23352
タンパク質分子量	76kDa
輸送方法	保冷剤