


抗カリクレイン10（Nes1/Prssl1）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O43240

商品番号: CM0009525



前書き

ヒトカリクレイン10（NES1/PRSSL1；O43240）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しており、乳がん、卵巣がん、前立腺がんのバイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カリクレイン10/K10 ウサギmAb
備考・別名	NES1; PRSSL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5655
遺伝子ID	5655
免疫原	ヒトKLK10（NP_665895.1）のアミノ酸43～276に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43240
タンパク質分子量	30 kDa
輸送方法	氷袋