


抗カリクレイン5（Klk5）ポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Y337

商品番号: CM0027709



前書き

WBおよびELISAでの使用が検証済みの高品質ウサギ抗KLK5ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。角質剥離研究やセリンプロテアーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLK5 Rabbit pAb
備考／別名	SCTE; KLKL2; KLK-L2; KLK5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	25818
GeneID	25818
免疫原	ヒトKLK5（NP_036559.1）のアミノ酸41～177番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y337
タンパク質分子量	32kDa
配送方法	保冷剤