

抗カリクレイン8 ウサギモノクローナル抗体、Wb・Ihc-P・Elisa用 - O60259

商品番号: CM0005914



前書き

ヒトKallikrein

8（ニューロプシン）に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。神経科学、皮膚生物学、がん研究に適しており、ヒト検体と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Kallikrein 8 ウサギmAb
略号/別名	NP; HNP; NRPN; PRSS19; TADG14; Kallikrein 8
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	11202
GeneID	11202
免疫原	合成ペプチド：ヒトKallikrein 8（O60259）のアミノ酸161-260領域内の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60259
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤