


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Kank2ウサギポリクローナル抗体 - Q63Zy3

商品番号: CM0021372



前書き

ヒトKANK2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写調節、アポトーシス、アクチン細胞骨格の構成に関与するタンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KANK2 ウサギpAb
備考／別名	SIP; MXRA3; PPKWH; NPHS16; ANKRD25; KANK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25959
遺伝子ID	25959
免疫原	ヒトKANK2 (NP_001129663.1) のアミノ酸1〜300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q63ZY3
タンパク質分子量	91kDa
輸送	保冷剤