


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Kap1/Trim28 モノクローナル抗体 - Q13263

商品番号: CM0002591



前書き

WB、IHC-P、ELISA用に検証済みのAnti-KAP1/TRIM28ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。転写共抑制因子およびE3リガーゼTRIM28を認識；分子量約89 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAP1/TRIM28 ウサギ mAb
備考/別名	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10155
免疫原	ヒト KAP1/TRIM28 (Q13263) のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13263
タンパク質分子量	89 kDa
発送	保冷バッグ