


Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 Anti-Kap1/Trim28 ポリクローナル抗体 - Q13263

商品番号: CM0020732



前書き

WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質な抗KAP1/TRIM28 ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの KAP1/TRIM28を検出します。クロマチン生物学、転写制御、および免疫シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	KAP1/TRIM28 Rabbit pAb
備考/別名	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
種	ヒト
遺伝子ID	10155
免疫原	ヒト KAP1/TRIM28 (NP_005753.1) のアミノ酸 576-835 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13263
タンパク質分子量	89kDa
配送	アイスバッグ