

Anti-Karyopherin B3 (Ipo5) モノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O00410

商品番号: CM0007438



前書き

ヒト Karyopherin β 3 (IPO5/Importin-5)

特異的組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み（マウスおよびラットとの交差反応性あり）。核輸送およびインポーチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Karyopherin β 3 (IPO5) Rabbit mAb
備考/別名	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; Karyopherin β 3 (IPO5)
種	ヒト
GeneID	3843
免疫原	ヒト Karyopherin β 3 (IPO5) のアミノ酸20-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_002262.4)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00410
タンパク質分子量	124kDa
配送	アイスパック