

抗Kat1/Hat1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Ihc-P、If/Icc、Elisa） - O14929

商品番号: CM0011236



前書き

ヒトKAT1/HAT1（SWISS O14929）に対するウサギモノクローナル抗体。ノックアウト検証済みで、WB、IP、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] KAT1/HAT1 ウサギmAb
備考/別名	KAT1; KAT1/HAT1
種	ヒト
遺伝子ID	8520
免疫原	ヒトKAT1/HAT1（NP_003633.2）のアミノ酸200-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14929
タンパク質分子量	50 kDa
発送	保冷バッグ