

抗Kat2A (Gcn5) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応) - Q92830

商品番号: CM0020348



前書き

KAT2Aに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。エピゲノム制御、転写活性化、幹細胞の多能性に関与するヒストンアセチルトランスフェラーゼであるヒト、マウス、ラットのKAT2A (GCN5) を認識します。クロマチン研究に最適な抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAT2A Rabbit pAb
別名	GCN5; hGCN5; GCN5L2; PCAF-b; KAT2A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2648
GeneID	2648
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92830
タンパク質分子量	94kDa
輸送方法	保冷剤