


## Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用抗Kat2B/Pcafウサギモノクローナル抗体 - Q92831

商品番号: CM0003983



### 前書き

CamelBioは抗KAT2B/PCAFウサギモノクローナル抗体を提供しており、WB、IP、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。転写活性化および細胞周期調節に参与するヒストンアセチルトランスフェラーゼであるヒト、マウス、ラットのKAT2B/PCAFを検出します。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名      | KAT2B/PCAF ウサギmAb                                            |
| 備考・別名    | CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF                                 |
| 対象種      | ヒト                                                           |
| 遺伝子ID    | 8850                                                         |
| 免疫原      | ヒトKAT2B/PCAF (NP_003875.3) のアミノ酸360～450番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                          |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                    |
| 用途       | WB, IP, IHC-P, ELISA                                         |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS    | Q92831                                                       |
| タンパク質分子量 | 93 kDa                                                       |
| 輸送方法     | 保冷剤                                                          |