

Anti-Kat2B/Pcaf ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q92831

商品番号: CM0012935



前書き

ヒトKAT2B/PCAFを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのKAT2B/PCAFを検出します。エピジェネティクスおよび転写制御の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAT2B/PCAF ウサギ pAb
備考/別名	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8850
GeneID	8850
免疫原	ヒトKAT2B/PCAF (NP_003875.3) のアミノ酸1-86に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92831
タンパク質分子量	93kDa
配送	アイスバッグ