

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Kat5/Tip60 ポリクローナル抗体 - Q92993

商品番号: CM0021805



前書き

ヒトKAT5/Tip60に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのKAT5を検出し、予測分子量は59 kDaです。クロマチンおよびDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAT5/Tip60 Rabbit pAb
備考/別名	TIP; ESA1; PLIP; TIP60; cPLA2; HTATIP; ZC2HC5; HTATIP1; NEDFASB; KAT5/Tip60
種	ヒト
遺伝子ID	10524
免疫原	ヒトKAT5/Tip60 (NP_006379.2) のアミノ酸1-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92993
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋