

Wb、Elisa用抗Kat6Bウサギポリクローナル抗体 - Q8Wyb5

商品番号: CM0019731



前書き

ヒトKAT6Bヒストンアセチルトランスフェラーゼに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写およびクロマチン研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAT6BウサギpAb
備考／別名	qkf; MORF; MOZ2; GIPTS; MYST4; ZC2HC6B; querkopf; KAT6B
種	ヒト
遺伝子ID	23522
免疫原	合成ペプチド：ヒトKAT6B（NP_001243398.1）のアミノ酸400～500に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WYB5
タンパク質分子量	231 kDa
配送	保冷剤