


抗Kat7ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O95251

商品番号: CM0027797



前書き

KAT7（HBO1/MYST2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのKAT7を検出。組換え免疫原、71kDa、O95251。クロマチンおよび白血病研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAT7 ウサギpAb
備考/別名	HBO1; HBOA; MYST2; ZC2HC7; KAT7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11143
遺伝子ID	11143
免疫原	ヒトKAT7のアミノ酸55-193に対応する組換え融合タンパク質 (NP_008998.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95251
タンパク質重量	71kDa
配送	アイスバッグ