


If/Icc、Ihc-P、Elisa用 Anti-Kat8/Myst1/Mof モノクローナル抗体 - Q9H7Z6

商品番号: CM0010259



前書き

ヒストンアセチルトランスフェラーゼ
KAT8/MYST1/MOF (UniProt Q9H7Z6)
を標的とした高品質なウサギモノクローナル抗体。IF/
ICC、IF-P、IHC-
P、ELISAアプリケーションに適しています。ヒトお
よびラットを検出します。エピジェネティック調節研
究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAT8/MYST1/MOF ウサギ mAb
備考/別名	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84148
遺伝子ID	84148
免疫原	ヒト KAT8/MYST1/MOF (Q9H7Z6) のアミノ酸350-458に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9H7Z6
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ