

Anti-Kat8/Myst1/Mof ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H7Z6

商品番号: CM0022020



前書き

ヒトKAT8/MYST1/MOFに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。マウスおよびラットと交差反応します。ヒストンアセチル転移酵素KAT8を標的とし、H4K16アセチル化およびクロマチン構造の主要なエピジェネティック制御因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAT8/MYST1/MOF ウサギ pAb
備考/別名	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84148
GeneID	84148
免疫原	ヒトKAT8/MYST1/MOF (NP_892003.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H7Z6
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋