

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Kat9/Elp3モノクローナル抗体 - Q9H9T3

商品番号: CM0003499



前書き

ヒト KAT9/Elp3

(ELP3)を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みであり、ヒト/マウス/ラットとの交差反応性を示します。エロンガー複合体のtRNA Aアセチル基転移酵素サブユニットを標的とし、tRNA修飾および神経発生の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAT9/Elp3 Rabbit mAb
備考/別名	KAT9; KAT9/Elp3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55140
GeneID	55140
免疫原	ヒト KAT9/Elp3 (Q9H9T3) のアミノ酸1-547に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9T3
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ