

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Katna1ウサギポリクローナル抗体 - O75449

商品番号: CM0023353



前書き

ヒトKATNA1（カタニンp60 ATPaseサブユニットA1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。微小管切断および有糸分裂研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KATNA1 ウサギ pAb
備考/別名	KATNA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11104
GeneID	11104
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKATNA1 (NP_001191005.1) のアミノ酸1-167に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75449
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋