

Wb、If/Icc、Elisa用 Katnb1抗ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bva0

商品番号: CM0023752

前書き

ヒトKATNB1 (p80カタニン)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC
C、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応します。微小管切断および細胞分裂の研究に最適で
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KATNB1 Rabbit pAb
備考/別名	KAT; LIS6; KATNB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10300
免疫原	ヒトKATNB1 (NP_005877.2) のアミノ酸400-500領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9BVA0
タンパク質分子量	72kDa
配送	氷袋