

抗Kbtbd8ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8Nfy9

商品番号: CM0022229

前書き

アフィニティ精製されたウサギ由来ヒトKBTBD8（TAKRP; TA-KRP; KBTBD8）に対するポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAへの適合性が確認されており、マウスおよびラットと交差反応します。E3ユビキチンリガーゼ複合体の研究や神経堤特異化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KBTBD8 ウサギ pAb
備考/別名	TAKRP; TA-KRP; KBTBD8
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84541
遺伝子ID	84541
免疫原	ヒトKBTBD8（NP_115894.2）のアミノ酸50～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISSプロットID	Q8NFY9
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	氷袋