

Wb、If-P、Elisa用Anti-Kcna1ポリクローナル抗体 - Q09470

商品番号: CM0019243

前書き

ヒトKCNA1 (Kv1.1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光（パラフィン包埋）、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経興奮性および腎臓のマグネシウム恒常性に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNA1 Rabbit pAb
備考/別名	EA1; MK1; AEMK; HBK1; HUK1; MBK1; RBK1; KV1.1; KCNA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3736
免疫原	ヒトKCNA1 (NP_000208.2) のアミノ酸426-495に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q09470
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ